

Sotsu Medical Co., Ltd.
 3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
 Designed in Japan. Made in China.
 ©2022 SOTSU MEDICAL CO., LTD.
 www.mytrex.es

Servicio al cliente en España y Portugal MYTREX
 De lunes a viernes de 9.00h a 18.00h | ot@innoviberia.com | Tel. +34 93 474 95 92

Producto distribuido por Innoviberia S.L.
 C/El Estrecho, 21-4, Barrio de Horta, 08073 Barcelona
 Servicio postventa: ot@innoviberia.com | Tel. +34 93 474 95 92



MYTREX
REBIVE AIR
Manual del usuario

Muchas gracias por adquirir nuestros productos recientemente. Lea atentamente el manual de instrucciones para garantizar un uso correcto y seguro. Por favor, guárdelo correctamente después de leerlo.

Confirmación antes del uso

Si faltan accesorios del producto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Contenido del packaging

Accesorios	Corpo principal	MYTREX REBIVE AIR: 1 unidad
		Cable de carga USB: 1 pieza
		Accesorios: 5 tipos
		Goma de tope para fijación (repuesto): 2 unidades
		Bolsa de tela para transporte: 1 unidad
	Manual del usuario: 1 ejemplar	

*Las fotografías de este documento son imágenes y pueden diferir del producto real.
 *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 *Este producto es adecuado para uso doméstico general. No es un dispositivo médico.

Precauciones de seguridad

Por favor, lea "Precauciones de seguridad" antes de utilizarlo correctamente. Si se produce alguna anomalía o fallo de funcionamiento, apague y deje de utilizarlo; a continuación, póngase en contacto con la tienda donde lo compró o con nuestro servicio de atención al cliente. Si sigue utilizando el producto cuando funciona mal, puede afectar negativamente a su salud, por lo que su uso está absolutamente prohibido.

Prohibido

- Las personas que utilicen las siguientes equipos médicos electrónicos no deben utilizarlos. El funcionamiento incorrecto de los equipos médicos electrónicos puede causar graves daños al organismo.
 - Instrumentos médicos electrónicos como marcapasos implantables.
 - Corazón y pulmones artificiales y otros instrumentos médicos electrónicos de soporte vital.
 - Instrumentos médicos electrónicos vestibles como electrocardiogramas.

Peligroso

Advertencia

Prohibido

Las personas con discapacidad visual no deben utilizarlo solas. La razón es que puede causar lesiones e incomodidad física.

Prohibido

No utilizar con otros dispositivos. El motivo es que puede causar lesiones y molestias físicas.

Cuidado del medio ambiente

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:
 Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y al medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que significa que estos productos no pueden eliminarse junto con residuos domésticos normales, sino que debe separarse. Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se pueden entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

Precauciones de seguridad

Por favor, lea "Precauciones de seguridad" antes de utilizarlo correctamente. Si se produce alguna anomalía o fallo de funcionamiento, apague y deje de utilizarlo; a continuación, póngase en contacto con la tienda donde lo compró o con nuestro servicio de atención al cliente. Si sigue utilizando el producto cuando funciona mal, puede afectar negativamente a su salud, por lo que su uso está absolutamente prohibido.

Prohibido

Las personas que utilicen las siguientes equipos médicos electrónicos no deben utilizarlos. El funcionamiento incorrecto de los equipos médicos electrónicos puede causar graves daños al organismo.

- Instrumentos médicos electrónicos como marcapasos implantables.
- Corazón y pulmones artificiales y otros instrumentos médicos electrónicos de soporte vital.
- Instrumentos médicos electrónicos vestibles como electrocardiogramas.

Peligroso

Advertencia

Prohibido

Las personas con discapacidad visual no deben utilizarlo solas. La razón es que puede causar lesiones e incomodidad física.

Prohibido

No utilizar con otros dispositivos. El motivo es que puede causar lesiones y molestias físicas.

Advertencia

Las siguientes personas deben recibir consulta médica antes de su uso. El motivo es que provoca lesiones y molestias físicas. Aunque no se cumplan las siguientes condiciones, consulte a un médico si experimenta alguna molestia durante el uso.

- Individuos con úlceras malignas.
- Individuos con enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y trombosis.
- Individuos con trastornos de la circulación sanguínea, telangiectasia y presión arterial anormal.
- Individuos que toman medicación, mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz.
- Individuos con diabetes y otros trastornos sensoriales causados por enfermedades al final de la alta circulación.
- Individuos con anomalías cutáneas como heridas, acemias, hinchazón y etc.
- Individuos que necesitan reposo o aquellos con discapacidades físicas.
- Individuos con fiebre.
- Individuos con molestias o anomalías físicas.
- Individuos con enfermedades agudas (dolor) como fracturas, osteoporosis, fracturas de columna, esguinces, distensiones musculares y etc.
- Individuos con columna vertebral anormal o curvada.
- Individuos que reciben tratamiento en instituciones médicas.
- Individuos que hayan recibido tratamiento y cirugía previamente, y aquellos que lo utilicen en la zona tratada.
- Individuos extremadamente débiles.
- Individuos incapaces de expresar y operar de forma independiente.
- Individuos con enfermedades del sistema nervioso, trastornos de la percepción cutánea, alergias, enfermedades cutáneas, dermatitis atópica y piel sensible.

Términos y condiciones

Innovi Iberia S.L. garantiza este producto por el término de 3 años en todas sus partes y contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para el este.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
- Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.
- Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

Especificaciones del producto

Marca	MYTREX
Nombre del producto	REBIVE AIR
Potencia nominal	DC 5V 2A (USB)
Consumo energético	Alrededor de 15W
Alimentación	Puerto USB (5V/1A y 2A) del adaptador de CA/PC y etc.
Tamaño cuerpo	Aproximadamente 133 mm x 76 mm x 35 mm
Batería	1000mAh/7.4V
Duración de la batería*	Duración máxima: hasta 7 horas (funcionamiento de nivel 1) Duración mínima: unas 2,5 horas (funcionamiento de nivel 5)
Entorno de uso	Temperatura 5°C a 35°C, humedad relativa ≤ 90RH%.

*Entorno de medición: 25 °C. El tiempo real puede variar en función del entorno y las condiciones de uso.
 *Utilice un adaptador de CA compatible con USB disponible en el mercado.

Advertencia

Importante

Si siente alguna molestia durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a su médico y siga las instrucciones.

Prohibido

No utilizar en huesos como codos, rodillas, columna vertebral, articulaciones, tobos, globos oculares y alrededor de los ojos, cerca del corazón, parte anterior del cuerpo con tirantes. El motivo es que puede provocar accidentes, lesiones y molestias físicas.

Prohibido

No permita que los niños utilicen o jueguen con este producto. No utilizar en animales domésticos. El motivo es que puede provocar accidentes, lesiones y molestias físicas.

Prohibido

No lo utilice con bebés o personas que no puedan expresar sus deseos. No utilizar en zonas fuera del alcance de bebés y niños. El motivo es que puede causar accidentes, lesiones y molestias físicas.

Prohibido

Personas a las que los médicos prohíben dar masajes. La razón es que puede causar accidentes, lesiones y molestias físicas tales como trombosis, embolia, aneurisma grave, varices agudas, diabetes tipo 2, dermatitis, infecciones cutáneas, etc.

Prohibido

No utilice otros productos que no sean los accesorios específicos para este producto. El motivo es que puede provocar accidentes y lesiones.

Advertencia

Prohibido

No permita que entren alfileres, objetos extraños, polvo o humedad en las ranuras del cable USB del cuerpo principal ni en ningún hueco. Esto puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Prohibido

Cuando desenchufe el cable USB, sujete el extremo delanero no al aire libre. Además, no inserte ni retire el enchufe con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

Prohibido

No sumerja el cuerpo principal ni el cable USB en agua ni lo limpie con agua. Tampoco lo utilice sobre el cuerpo mojado. El motivo es que puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito, un incendio o un funcionamiento incorrecto.

Prohibido

Si el cable USB está dañado o insertado sin apretar, no lo utilice. El motivo es que puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

Importante

Si el cuerpo principal o los accesorios emiten olores o calor anormales, deje de utilizarlos. El motivo es que puede provocar un incendio.

Importante

No se suba ni se siente en el cuerpo principal durante su uso. El motivo es que puede provocar caídas, lesiones y fallos de funcionamiento.

Métodos de almacenamiento

- Cuando no esté en uso, por favor apague el cuerpo principal y desenchufe el cable USB de los dispositivos como el ordenador y guárdelo adecuadamente.
- No lo coloque cerca del fuego, bajo un sol abrasador, en un lugar cálido y húmedo como un cuarto de baño o un coche, y manténgalo bien ventilado. Guárdelo en un lugar limpio y fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Debido a las características de la batería, se descargará gradualmente incluso cuando no esté en uso, por lo que la capacidad restante de la batería disminuirá gradualmente incluso durante el almacenamiento.
- Cuando no se utilice durante mucho tiempo, cargue completamente el cuerpo principal antes de guardarlo. También, por favor opere este producto y cárguelo después de aproximadamente un mes. Si la batería no se carga durante mucho tiempo, es posible que no pueda cargarse.
- Cuando no vaya a utilizarlo durante mucho tiempo, limpie el cuerpo principal y los accesorios y guárdelos en la bolsa de tela incluida.

Métodos de mantenimiento

- No utilice agua para limpiar el cuerpo principal, los accesorios y el cable USB.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar la suciedad del cuerpo principal y los accesorios. Si encuentra suciedad, sumérjala en agua tibia con detergente neutro, utilice un paño suave que haya sido escudriado y limpie cuidadosamente la parte sucia del cuerpo principal para eliminar cualquier mancha superficial. Si el aceite u otras sustancias se adhieren a la goma del tapón del accesorio, éste puede caerse fácilmente. Por favor, utilice el mismo método para limpiar la parte de goma para el mantenimiento.
- Hay una fuga de aceite cerca del puerto de inserción del accesorio, pero se trata de un desbordamiento de aceite lubricante dentro de la máquina, no de una anomalía. Si el aceite permanece en el producto, el accesorio puede desprenderse fácilmente, o el producto puede funcionar mal debido a la adhesión de polvo. Limpie regularmente las proximidades del puerto de inserción del accesorio y el orificio de inserción con un bostoncillo de algodón o un paño seco, y utilice un limpiador de aire para eliminar el polvo.
- No utilice disolventes como alcohol, diluyentes, gasolina, etc. La razón es que puede causar un mal funcionamiento, fallos en los componentes y decoloración.

Advertencia

Prohibido

No aplique una fuerza excesiva al cable USB, como dañarlo, modificarlo o atarlo. Tampoco cargue ni sujete objetos pesados de forma inadecuada. Podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito, un incendio o un funcionamiento incorrecto.

Prohibido

No guardar ni utilizar en lugares calientes (cerca del fuego, kotatats, ropa de cama, en coches bajo un sol abrasador, etc.). No lo caliente ni lo arroje al fuego. Puede provocar quemaduras, fallos de funcionamiento, incendios y sobrecalentamiento.

No sujetar

No moje el cuerpo principal ni el cable USB, y no utilice en zonas húmedas como cuartos de baño o al aire libre. El motivo es que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

Importante

Si se produce alguna anomalía, desconecte inmediatamente la alimentación del cuerpo principal. Si se está cargando, desenchufe inmediatamente el cable USB.

No desmontar

No desmonte, repare ni modifique el producto. La razón es que puede provocar incendios, fallos de funcionamiento y accidentes.

Importante

No utilice este producto en condiciones anormales, como si se humo, o se produjeran ruidos u olores anormales.

Advertencia

Importante

Se recomienda utilizarlo en unos 10 minutos. Uso continuado en la misma zona (cuando se utilice en el rostro, aplíquelo en todo el rostro) durante 3 minutos.

Strict compliance

Al principio, utilícelo durante poco tiempo. Pueden producirse lesiones si no se está acostumbrado a una estimulación fuerte.

Prohibition

No utilice para fines distintos de los especificados en el manual de instrucciones. El motivo es que puede provocar accidentes, lesiones y fallos de funcionamiento.

Prohibition

No lo almacene en zonas inestables. Tampoco deje caer ni golpee el cuerpo principal ni los accesorios. La razón es que puede causar un incendio, un accidente y un mal funcionamiento.

Advertencia

Importante

Tenga cuidado de no pillarse el pelo o los dedos con el producto durante su uso. El motivo es que puede provocar accidentes y lesiones.

Prohibido

No presione demasiado fuerte durante el uso. El motivo es que puede provocar accidentes y lesiones que dañen la piel y los músculos.

Prohibido

No utilice en las siguientes situaciones: ● Fatiga extrema. ● Después de beber alcohol. ● 1 hora antes o después de las comidas. ● Quemaduras. ● Tener problemas en la piel. La razón es que puede provocar accidentes, lesiones y molestias físicas.

Prohibido

Se a su piel por sensible, no utilice en piel exposta. Isto porque puede causar desconforto físico.

Prohibido

No coloque el cable USB alrededor de la máquina principal durante el almacenamiento. La razón es que puede causar un incendio debido a una descarga eléctrica y cables rotos bajo carga pesada.

Importante

Quite las joyas y los accesorios cuando utilice este producto. La razón es que puede causar accidentes y lesiones.

Prohibido

Utilice el cable USB incluido, no el de otros productos. El motivo es que puede causar fallos de funcionamiento y accidentes.

Prohibido

Utilice el cable USB incluido, no el de otros productos. El motivo es que puede causar fallos de funcionamiento y accidentes.

Nombre de cada parte

Cuerpo principal

Orificio de ventilación

Adjunto (reemplazable)

Puerto de carga (Micro B)

ON/OFF Botón interruptor de nivel

Fondo

Luz LED (LED1-5)

Indicación del nivel de carga

Indicación del nivel de vibración

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

*El nivel de carga de la batería puede confirmarse mediante el nivel de LED. Los parámetros de carga se muestran cuando se encienden las luces de carga.

Cuidados faciales recomendados

1 Cuidado de las barbillas hasta debajo de las orejas

2 Use las fosas nasales a las orejas

3 Estimule la zona alrededor de la boca hasta la comisura de los labios

4 Cuidado de abajo a arriba del músculo masetero

5 Cuida suavemente la zona de la sien

*Cuando se utiliza en la cara, es necesario utilizar el accesorio esférico y aplicarlo en el nivel 1, tocando la piel suavemente.
 *Evite su uso alrededor de los ojos y los huesos, utilícelo en todo el rostro durante unos 3 minutos.
 *Si se produce alguna anomalía, deje de usarlo inmediatamente.

Recomendado por diferentes partes

Cara

Hombro

Escote

Muslo

Espalda

Cuello

Hombro

Brazo

Antebrazo

Muño posterior

Gemelo

Tobillo

Espalda

Cintura

Talón

Palma

Planta

Aviso

Importante

Tenga cuidado de no pillarse el pelo o los dedos con el producto durante su uso. El motivo es que puede provocar accidentes y lesiones.

Prohibido

No presione demasiado fuerte durante el uso. El motivo es que puede provocar accidentes y lesiones que dañen la piel y los músculos.

Prohibido

No utilice en las siguientes situaciones: ● Fatiga extrema. ● Después de beber alcohol. ● 1 hora antes o después de las comidas. ● Quemaduras. ● Tener problemas en la piel. La razón es que puede provocar accidentes, lesiones y molestias físicas.

Prohibido

Se a su piel por sensible, no utilice en piel exposta. Isto porque puede causar desconforto físico.

Prohibido

No coloque el cable USB alrededor de la máquina principal durante el almacenamiento. La razón es que puede causar un incendio debido a una descarga eléctrica y cables rotos bajo carga pesada.

Importante

Quite las joyas y los accesorios cuando utilice este producto. La razón es que puede causar accidentes y lesiones.

Prohibido

Utilice el cable USB incluido, no el de otros productos. El motivo es que puede causar fallos de funcionamiento y accidentes.

Prohibido

Utilice el cable USB incluido, no el de otros productos. El motivo es que puede causar fallos de funcionamiento y accidentes.

3

Pulse el botón (1) para seleccionar el nivel de vibración.

*Hay 5 niveles de vibración para ajustar. El nivel de vibración ajustado puede comprobarse por el número de luces LED que se encienden.

*Cada vez que se pulsa el botón, el nivel de vibración cambia, como se indica a continuación: Nivel de vibración: 5 (encender) → 4 → 3 → 2 → 1 (modo facial) → 2 → 3 → 4 → 5 → 4 → 3.

Por ejemplo

Cuando se encienden 3 luces LED, está ajustado al nivel de vibración 3.

Nivel de vibración	Revoluciones por minuto
5	Unas 3000 veces
4	Unas 2500 veces
3	Unas 2000 veces
2	Unas 1500 veces
1*	Unas 900 veces

*El nivel de vibración 1 es un "modo facial" que permite una estimulación suave. Cuando lo utilice en la cara y el cuello, utilice un accesorio esférico y el nivel 1 para su cuidado.

4

Sujete el mango firmemente con la mano y aplíquelo suavemente sobre la piel.

*Utilícelo durante unos 10 minutos (con el apilizador apagado durante 10 minutos).

También, por favor continúe usando en el mismo lugar dentro de unos 3 minutos.

*Antes de utilizarlo correctamente, lea atentamente las "Precauciones de seguridad".

5

Para detener la vibración durante el uso, mantenga pulsado el botón (1) durante unos 3-5 segundos.

*La vibración se detendrá automáticamente después de 10 minutos de uso.

6

Después del uso, retire el accesorio.

*Para evitar que la parte de inserción del accesorio se deteriore, retirelo del cuerpo principal y guárdela correctamente.

Antes de usar (sobre la fijación)

Muestras para uso adjunto

Forma plana

Estimular cada parte de la superficie. Estimulación directa.

Partes como las plantas de los pies que requieren una estimulación precisa.

Cuidado suave de cara, cuello, hombros y otros músculos de gran elasticidad.

Forma de U

Para de usos como el antebrazo, la columna vertebral y el Aquiles.

Forma de la zona

Estimular las zonas amplias como el antebrazo y la parte superior de los brazos.

Antes del uso (métodos de carga)

Cuando se utiliza por primera vez o la capacidad de la batería es baja (cuando la luz LED parpadea), por favor apague la alimentación del cuerpo principal y llévelo a cargar.

- Cuando la capacidad de la batería es baja
- Tiempo estimado de carga/uso

Tiempo de carga	Tiempo de funcionamiento
Aprox. 1,5 horas	Hata 7 horas

*El tiempo de carga es una estimación cuando se utiliza un adaptador de CA de 5V/2A. El tiempo de funcionamiento es una estimación para el uso en el nivel de vibración 1, y se puede utilizar durante aproximadamente 2,5 horas en el nivel de vibración 5 (temperatura ambiente 25 °C).

El tiempo de carga y el tiempo de funcionamiento varían mucho en función del nivel de batería restante, la carga y el entorno de uso. Si se utiliza un adaptador de CA de 5V/1A, el tiempo de carga puede ser a veces más largo o habitual. Tenga en cuenta que si la temperatura ambiente desciende por debajo de 10 °C, el tiempo de funcionamiento puede reducirse.

*La temperatura de carga recomendada es de 15 °C a 35 °C. Si la batería no se carga dentro de la temperatura recomendada, el tiempo de carga puede prolongarse y la batería puede ser incapaz de cargarse.

*La vida útil de la batería puede ser corta cuando se carga por primera vez o después de un largo periodo de inactividad. Vuelva a la normalidad tras varias cargas y usos repetidos.

Métodos de utilización

1

Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de instalar los accesorios.

*Por favor, introduzca firmemente hasta el fondo cuando lo gire.

Una fuerza excesiva puede romper o dañar el accesorio.

Estado normal

Tapón de goma (2 piezas)

Estado separado

* Si la inserción del accesorio está floja, sustitúyala por el tapón de goma incluido.
 *El accesorio es consumible. Se deteriorará gradualmente con su uso.

[Sobre la sustitución de accesorios]

Cuando instale y retire accesorios, asegúrese de desconectar la alimentación del cuerpo principal e inserte firmemente hasta el fondo al girarlo.

Tenga en cuenta que una fuerza excesiva puede causar daños o fallos de funcionamiento.

Antes del uso (sobre la fijación)

Muestras para uso adjunto

Forma plana

Estimular cada parte de la superficie. Estimulación directa.

Partes como las plantas de los pies que requieren una estimulación precisa.

Cuidado suave de cara, cuello, hombros y otros músculos de gran elasticidad.

Forma de U

Para de usos como el antebrazo, la columna vertebral y el Aquiles.

Forma de la zona

Estimular las zonas amplias como el antebrazo y la parte superior de los brazos.

Aviso

Los accesorios de silicona, como la forma de punta, pueden desprenderse de las piezas de silicona. Si se produce algún desprendimiento, cubra las piezas de silicona del eje y vuelva a su estado normal antes de utilizarlo.

Estado normal

Tapón de goma (2 piezas)

Estado separado

* Si la inserción del accesorio está floja, sustitúyala por el tapón de goma incluido.
 *El accesorio es consumible. Se deteriorará gradualmente con su uso.

2

Pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado, interruptor de nivel (1) (unos 3-5 segundos) para encender el aparato.

- 5 luces LED se encienden y funcionan a partir del nivel de vibración 5.

Luces LED (LED1-5)

Botón de encendido/apagado, interruptor de nivel

Aviso

No presione con demasiada fuerza los botones de encendido / apagado e interruptor de nivel. Esto puede hacer que los botones se abloquen o deformen parcialmente.

Métodos de utilización

1

Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de instalar los accesorios.

*Por favor, introduzca firmemente hasta el fondo cuando lo gire.

Una fuerza excesiva puede romper o dañar el accesorio.

Estado normal

Tapón de goma (2 piezas)

Estado separado

* Si la inserción del accesorio está floja, sustitúyala por el tapón de goma incluido.
 *El accesorio es consumible. Se deteriorará gradualmente con su uso.

[Sobre la sustitución de accesorios]

Cuando instale y retire accesorios, asegúrese de desconectar la alimentación del cuerpo principal e inserte firmemente hasta el fondo al girarlo.

Tenga en cuenta que una fuerza excesiva puede causar daños o fallos de funcionamiento.

Antes del uso (métodos de carga)

Cuando se utiliza por primera vez o la capacidad de la batería es baja (cuando la luz LED parpadea), por favor apague la alimentación del cuerpo principal y llévelo a cargar.

- Cuando la capacidad de la batería es baja
- Tiempo estimado de carga/uso

Tiempo de carga	Tiempo de funcionamiento
Aprox. 1,5 horas	Hata 7 horas

*El tiempo de carga es una estimación cuando se utiliza un adaptador de CA de 5V/2A. El tiempo de funcionamiento es una estimación para el uso en el nivel de vibración 1, y se puede utilizar durante aproximadamente 2,5 horas en el nivel de vibración 5 (temperatura ambiente 25 °C).

El tiempo de carga y el tiempo de funcionamiento varían mucho en función del nivel de batería restante, la carga y el entorno de uso. Si se utiliza un adaptador de CA de 5V/1A, el tiempo de carga puede ser a veces más largo o habitual. Tenga en cuenta que si la temperatura ambiente desciende por debajo de 10 °C, el tiempo de funcionamiento puede reducirse.

*La temperatura de carga recomendada es de 15 °C a 35 °C. Si la batería no se carga dentro de la temperatura recomendada, el tiempo de carga puede prolongarse y la batería puede ser incapaz de cargarse.

*La vida útil de la batería puede ser corta cuando se carga por primera vez o después de un largo periodo de inactividad. Vuelva a la normalidad tras varias cargas y usos repetidos.

1

Conecta el lado del conector Micro B del cable USB de carga incluido al puerto de carga situado en la parte inferior del cuerpo principal.

2

Connect the A-type connector side of the USB cable to the handheld AC adapter on the USB port.

3

Después de la carga, desenchufa el cable USB.

*Durante la carga, las luces LED parpadearán y se encenderán en secuencia. La carga se habrá completado cuando todos los LED 1 a 5 estén encendidos.

Acerca de las pilas recargables

Si el tiempo de vida útil (la vida útil de la batería después de la carga, se considera que la batería ha alcanzado su vida útil. (La vida útil de la batería varía en función de las condiciones de uso y almacenamiento. El número estimado de tiempo de carga/descarga es de 300 a 500). No se admite la sustitución de la batería. Cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo, cargue completamente el cuerpo principal antes de guardarlo. Además, póngala en funcionamiento y recárguela después de 1 mes aproximadamente. Si la batería no se carga durante mucho tiempo, es posible que no pueda ser recargada.

Este producto (cuerpo principal) contiene baterías de iones de litio. Siga las diferentes normas locales al desechar este producto.

Antes del uso (métodos de carga)

Cuando se utiliza por primera vez o la capacidad de la batería es baja (cuando la luz LED parpadea), por favor apague la alimentación del cuerpo principal y llévelo a cargar.

- Cuando la capacidad de la batería es baja
- Tiempo estimado de carga/uso

Tiempo de carga	Tiempo de funcionamiento
Aprox. 1,5 horas	Hata 7 horas

*El tiempo de carga es una estimación cuando se utiliza un adaptador de CA de 5V/2A. El tiempo de funcionamiento es una estimación para el uso en el nivel de vibración 1, y se puede utilizar durante aproximadamente 2,5 horas en el nivel de vibración 5 (temperatura ambiente 25 °C).

El tiempo de carga y el tiempo de funcionamiento varían mucho en función del nivel de batería restante, la carga y el entorno de uso. Si se utiliza un adaptador de CA de 5V/1A, el tiempo de carga puede ser a veces más largo o habitual. Tenga en cuenta que si la temperatura ambiente desciende por debajo de 10 °C, el tiempo de funcionamiento puede reducirse.

*La temperatura de carga recomendada es de 15 °C a 35 °C. Si la batería no se carga dentro de la temperatura recomendada, el tiempo de carga puede prolongarse y la batería puede ser incapaz de cargarse.

*La vida útil de la batería puede ser corta cuando se carga por primera vez o después de un largo periodo de inactividad. Vuelva a la normalidad tras varias cargas y usos repetidos.

1

Conecta el lado del conector Micro B del cable USB de carga incluido al puerto de carga situado en la parte inferior del cuerpo principal.